


FICHE PRODUIT

Escabeau ou marchepied médical, 2 marches, couleur noir

Référence : SOC-GEU-811802

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Escabeau (Marchepied) médical, deux marches de couleur noir.

Description:

Escabeau médical avec deux marches à usage multiple, facile à emporter. Toutes les marches sont recouvertes de matière plastique antidérapante

Ce **Marchepied médical a deux marches** est recommandé par socimed tant pour les particuliers que pour les professionnels de la santé. La sécurité pour les personnes à mobilité réduite ou nécessitant un appui est assurée par des supports en acier inoxydable et des marches recouvertes de matière plastique antidérapante.

Cet **escabeau-marchepied médical deux marches** proposé par socimed supporte jusqu'à 150 kilos de poids. La hauteur minimale et la hauteur maximale des deux marches sont réduites au strict nécessaire afin de solliciter le minimum d'effort et de procurer le maximum de confort pour son utilisateur. Dans le cas d'une intervention d'urgence où l'on doit apporter un escabeau, ce marchepied de SOCIMED facilitera les tâches des intervenants grâce à son faible poids et son rangement facile. L'égalité des largeurs des 2 marches assure un équilibre parfait dès qu'on pose les pieds sur les marches.

Cet escabeau à 2 marches de la marque SOCIMED sert à faire monter un patient sur un brancard, à aider certaines personnes dont la mobilité est réduite et à bien d'autres usages professionnels ou

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

spécifiques. La hauteur et la largeur de ses marches ont été soigneusement étudiées pour une stabilité parfaite de son utilisateur. On peut l'utiliser dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux et dans d'autres firmes médicales.

Caractéristiques techniques

- Hauteur min de l'escabeau : 16,5 cm
- Hauteur max de l'escabeau : 36 cm
- Longueur : 45 cm
- Largeur d'une marche : 24,5 cm
- Escabeau médical Construit en tube d'Acier Inoxydable.
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
- 2 marches.
- Charge maximum : 150 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/escabeaux/3796-escabeau-marchepied-2-marche.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com