

FICHE PRODUIT

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à $\varnothing$ int.: 13 à 14,5 mm

Référence : SOC-BOC14

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à $\varnothing$ int.: 13 à 14,5 mm

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons.
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux.
- Dimensions (Haut. x $\varnothing$ inf. x $\varnothing$ sup.): 36 x 9 x 17 mm.
- Pour tubes: SOC-TVU16, SOC-TEU16M, SOC-TCP16100.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-en-ouate-de-cellulose/3802-bouchons-en-ouate-de-cellulose-pour-tubes-a-int-13-a-14-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com