

FICHE PRODUIT



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à $\varnothing$ int.: 10 à 11 mm

Référence : SOC-BOC11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à $\varnothing$ int.: 10 à 11 mm

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacon.
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux.
- Dimensions (Haut. x $\varnothing$ inf. x $\varnothing$ sup.): 29 x 9 x 12 mm.
- Pour tubes: SOC-TEU12, SOC-THU65, SOC-THU75, SOC-THVE, SOC-TCP1275, SOC-TCP13100.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-en-ouate-de-cellulose/3803-bouchons-en-ouate-de-cellulose-pour-tubes-a-int-10-a-11mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com