

FICHE PRODUIT



Bouchons coiffants (kimkap), tube de ø ext: 15-16 mm

Référence : SOC-CCP16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons coiffants "KIMKAP", tube de 0216 ext: 15 - 16 mm

- En polypropylène.
- Avec ergots de ventilation.
- Autoclavables.
- Couleur naturelle.
- Pour tubes SOC-TVU16, SOC-TEU16M, SOC-TCP16.
- Condition minimum de vente: carton de 1 000 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-coiffants-kimkap/3813-bouchons-coiffants-kimkap-tube-de-a-ext-15-16mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com