

FICHE PRODUIT

Tubes en verre sodocalcique, fond plat col à vis, 23 ml

Référence : SOC-TEP14

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tubes en verre sodocalcique à fond plat et col à vis, Capacité 23 ml

- * Autoclavables: 20 minutes à 121°C;
- * Particulièrement recommandés pour usage en microbiologie;
- * Tubes livrés sans capsule ni joint;
- * Dimensions (Diamètre int. x Diamètre ext. x H.): 13,6 x 18 x 145 mm;
- * Épaisseur paroi: 1,2 mm;

Condition minimum de vente: carton de 252.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-sodocalciques-col-a-vis/3814-tubes-en-verre-sodocalcique-fond-plat-col-a-vis-23ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com