

FICHE PRODUIT

Boîtes de pétri gosselin, ø 55 mm, Ergots de ventilation: 3

Référence : PLG-BPS55E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes de pétri GOSSELIN, Ø 55 mm, Ergots de ventilation: 3; Caractéristiques: * Boîtes de Pétri empilées sous gaine polyéthylène. * Sursac polyéthylène à l'intérieur du carton. * Hauteur: 14,30 mm. * Poids: 5,5 g. * Conditionnement: Carton de 1200 pièces. * Condition minimum de vente: 1 Carton.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-de-petri-gosselin/3817-boartes-de-petri-gosselin-a-55mm-ergots-de-ventilation-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com