

FICHE PRODUIT

Brancard à pieds escamotables (caisson funéraire), Modèle Bran001

Référence : SOC-BRAN001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le brancard à pieds escamotables permet le transport des corps dans le caisson avant et après la mise en bière.

- Cet équipement fabriqué entièrement en inox de qualité 304L possède un plateau incurvé en pointe de diamant avec réserve.
- Le plateau est équipé de sangles avec attaches rapides pour maintenir le corps lors des transferts.
- Le piètement escamotable en inox avec verrouillage par 2 vérins à gaz est très silencieux et facilite la descente et la montée du brancard dans le caisson.
- Roues de 150mm de diamètre à bandage souple dont 2 avec freins. (facilite le passage des seuils de porte, ascenseurs, gravillons ...)
- Dimensions: L 2000 x P 600 x H 235/710.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-de-transport/3819-brancard-a-pieds-escamotables-caisson-funeraire-modele-bran.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com