

FICHE PRODUIT

Chariot livraison de vêtements, Modèle YC83J6

Référence : SOC-TIA-YC83J6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description Chariot livraison de vêtements, Modèle YC83J6

- Construit en acier inoxydable de bonne qualité, facile à nettoyer.
- Peut être employé pour un stockage massif d'objets.
- Dimension globale: 440mm x 440mm x 880mm.
- Dimension d'expédition: 490mm x 490mm x 950mm.
- Poids à l'expédition: 21kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/3821-chariot-livraison-de-vetements-modele-yc83j6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com