

FICHE PRODUIT

Tubes à centrifuger fond conique, 10ml, polypropylène

Référence : SOC-TC10PC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger fond conique, 10ml, polypropylène

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Dimensions (à int. x à ext. x H.): 18,0 x 21,0 x 82,0mm;
- * Centrifugation: 4000g;
- * Obturateur: sans;

Condition minimum de vente: 2 sachets de 500 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/3823-tubes-a-centrifuger-fond-conique-10ml-polypropylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com