

FICHE PRODUIT

Evier de lavage mains, Modèle Bacg001

Référence : SOC-BACG001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

- L'évier est réservé au lavage des mains des soigneurs.
- Il se suspend au mur à la hauteur souhaitée.
- Le bac est entièrement en inox qualité 304L pour répondre aux normes de qualité fixées par la réglementation.
- Il est équipé d'un mélangeur eau chaude / eau froide (mélange pré-réglé) à commandes au genou dite mains libres.

Dimensions: L 700 x P 500 x H 350.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/3825-e-vier-de-lavage-mains-modele-bacg001.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com