

FICHE PRODUIT



Capuchons coiffants, pour tubes à ext.:17-18mm

Référence : SOC-BBP18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Capuchons coiffants, pour tubes à ext.: 17 - 18mm

- En polypropylène.
- Avec ergots de ventilation.
- Autoclavables.
- Coloris disponibles: naturel translucide, jaune, bleu.
- Pour tubes SOC-TVU16, SOC-TEU18, SOC-TCP18150.
- Conditionnement: carton de 3200.
- Condition minimum de vente: sachet de 800 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/capuchons-coiffants/3828-capuchons-coiffants-pour-tubes-a-ext-17-18mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com