

FICHE PRODUIT



Chariot pour nettoyer les instruments, Modèle YC90J8

Référence : SOC-TIA-YC90J8

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description du Chariot pour nettoyer les instruments, Modèle YC90J8

- * Fabriqué en matière inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer et sans danger.
- * Peut être utilisé pour laver différents types d'instruments pour opération.
- * Dimensions totales : 780 mm x 500 mm x 770 mm.
- * Dimensions d'expédition : 830 mm x 550 mm x 840 mm.
- * Poids à l'expédition : 26 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/3830-chariot-pour-nettoyer-les-instruments-modele-yc90j8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com