

FICHE PRODUIT



Chariot à instruments d'endoscopie Modèle YC31J43

Référence : SOC-TIA-YC31J43

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Chariot à instruments d'endoscopie Modèle YC31J43

- Conception moderne dans sa structure raisonnable.
- Quatre colonnes haute résistance, fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium étiré à froid, permettent de tenir le poids des instruments.
- C'est une structure knockdown avec un tiroir verrouillable en bas et une tablette d'écriture à glissement pour clavier.
- Le dessus de cinq couches peut supporter 140kg pour les instruments.
- Trois des couches au milieu peuvent ajuster la hauteur.
- Les couches peuvent être utilisées pour configurer le moniteur, le système de caméra, l'insufflateur et l'endoscope.
- Il est proche de la boîte de circuit à l'arrière, avec grand terminal et prise électrique.
- La dimension de chaque couche: le support de l'endoscope, le support LCD et le support de l'objectif de la caméra sont sélectionnables

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/3833-chariot-a-instruments-d-endoscopie-modele-yc31j43.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com