

FICHE PRODUIT



Fauteuil dentaire

Référence : SOC-AG03

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fauteuil dentaire

Description technique:

- **Certification:** dispositif de la classe 1, CEE 93/42.
- **Charge maximum:** 230 kg.
- siège et dossier soutenu par 2 moteurs électriques 24V.
- tapisserie d'ameublement sans couture et antibactérienne.
- Large dossier.
- Siège anatomique.
- Repose nuque double articulation.
- accoudoir gauche (fixé) et droit (pivotant).
- tructure d'acier inoxydable, couvert d'ABS.
- Assurance pour l'empêchement d'occlusion.
- position zéro automatique.
- Commandes au pied.
- choix libre de l'échantillonneur de couleur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Livraison:** Départ usine, 3 semaines après ordre.
- **Garantie:** International, 24 mois après la livraison.
- Le fauteuil existe dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/3834-fauteuil-dentaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com