

FICHE PRODUIT



Sartolab BT 500 ml- Membrane P.E.S-0.2 µm-63 cm²

Référence : SAR-18085E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Réservoirs top filtres série BT, 500ml

Application:

- * filtration rapide de sérums, milieux de culture et solutions aqueuses pour des volumes allant de 150 ml à 1l.
- * Réservoir adaptable sur les flacons à réactifs ISO GL 45.
- * Membrane en polyéthersulfone (PES), pour un très faible taux d'adsorption protéique.
- * Seuil de retention: 0,2µm.
- * Surface de filtration: 63cm².
- * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 12 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reservoirs-top-filtres-serie-b/3835-sartolab-bt-500ml-membrane-p-e-s-0-2um-63cm2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com