

FICHE PRODUIT



Solution de décoloration selon Gram - 500 ml

Référence : MER-10218-0.5

Points forts

- délais : 4 semaines
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Kit Gram color, solution décolorante colorant MERCK.

Conditionnement minimum de vente: 500 ml.

Délai d'approvisionnement: 4 semaines

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/colorant-pour-microbiologie-merk/3836-kit-gram-color-solution-decolorante-recharge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com