

FICHE PRODUIT

Meuble JOINT FLY

Référence : SOC-JOINTFLY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cet acier, galvanisé et recouvert époxy est produit en utilisant la méthode haute pression sujette aux tests établis par les normes standards EN 438 et est ininflammable, très résistant aux chocs, aux rayures, aux fissurations et vapeur d'eau, et est doté d'une imperméabilité excellente.

Toutes les roulettes glissent facilement sur des surfaces recouvertes de tapis, de linoléum, ou les surfaces de tuile.

Description (de la gauche vers la droite) :

Un compartiment (extrême gauche) avec battants (charnières à gauche ou à droite); 2 étagères réglables.

Un socle mobile à roulettes pour un travail en position assise et debout, pourvu de poignets demi-lune nickelé à l'avant et sur les côtés (gauche et droite) du meuble.

Il est constitué de :

- 3 tiroirs de dimension 72mm;
- 1 tiroir de dimension 146mm;
- 1 tiroir de dimension 146mm;
- 1 tiroir de dimension 220mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plateaux
- Un Compartiment avec 2 tiroirs de dimension 72mm, 3 tiroirs de dimension 146mm.
- Un Compartiment (extrême droite) avec battants (charnières à gauche ou à droite), écoulement d'eau contrôlé par pédale, évier en porcelaine, robinet, et panier à ordures.

Caractéristiques principales :

- Température de l'eau réglée à partir du robinet.
- Activation de l'écoulement d'eau grâce à une pédale située en dessous du cabinet.
- Plan de travail fait en acier, galvanisé et recouvert époxy.
- Le vinyle adhésif est utilisé. Fusion basée sur le polyuréthane.
- Dimension totale (mm): 2090 x 500 x h 930.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3839-meuble-joint-fly.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com