

FICHE PRODUIT



Incubateur (Couvreur) électrique néonatale avec box de rangement, modèle YP-90A

Référence : SOC-YP-90A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Couvreur de néonatalogie électrique avec box de rangement, DAVID YP-90A.

Caractéristiques :

- * Réglage de la température de la couveuse de néonatalogie électrique : de 20°C à 37°C
- * Précision de la couveuse de néonatalogie électrique: 0.1 °C
- * Réglage de la concentration d'O2 dans la couveuse de néonatalogie électrique : de 21% à 40%, haute concentration : 80%
- * Réglage de l'humidité dans la couveuse de néonatalogie électrique : de 50% à 80%
- * Chute max de la T° de 0.5°C lors de l'ouverture de la couveuse de néonatalogie électrique
- * Réglage de la T° du bébé de : 34 °C à 37°C dans la couveuse de néonatalogie électrique
- * Filtre stérile d'une efficacité de 99.9 %
- * Panneau de contrôle digital avec réglage T°, O2, humidité
- * Couveuse de néonatalogie électrique contrôlée par microprocesseur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Trendelenburg et inverse, réglage + - 10%
- * Alarmes haute température (arrêt automatique à 38°C)
- * Alarmes température de la peau (haute et basse)
- * Alarmes si différences entre consignes et réalité
- * Alarmes de variations de T°
- * Alarmes si interruption d'air
- * Alarmes si défectuosité de sonde de T°
- * Alarmes si coupure de courant couveuse de néonatalogie électrique Livrée avec :
- * Charriot avec roues anti-statiques et freins
- * tige pour fixation humidificateur ou débitmètre
- * Coque en méthacrylate transparent incassable
- * Transformateur d'isolement
- * Dimensions : 136 x 56 x 106 cm
- * Poids : 100 kg
- * Volume : 0.81 m3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/3844-couveuse-electrique-avec-box-de-rangement-david-yp-90a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com