

FICHE PRODUIT

Fauteuil dentaire ID100

Référence : SOC-ID100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fauteuil dentaire modèle ID-100

Le Fauteuil dentaire modèle électrique ou à air ID-100, avec chariot. Peut être prédisposé avec la même instrumentation du carquois du modèle ID-300, il peut être fourni seul ou raccordé à un fauteuil.

Fauteuil dentaire disponible en modèle électrique ou à air.

Le carquois peut disposer d'un minimum de deux à un maximum de cinq instruments.

De plus on peut monter les instruments suivants :

- La turbine a fibre optique ;
- La micro moteur a fibre optique ;
- La seringue ;
- La curette piézo électrique ;
- Lampe à polymérisation ;
- La camera endo-orale ;

La commande au pied pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Alimentation interne en eau autonome ou par réseau hydraulique.

Le Fauteuil dentaire modèle ID-100 est certifié et construit en pleine conformité des normes Européen pour la sureté et l'hygiène : CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/3845-fauteuil-dentaire-id100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com