

**FICHE PRODUIT**



## Rampe multiposte combisart, rampe inox 6 postes

Référence : SAR-16843

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Rampe multiposte Combisart, Rampe inox 6 postes

#### Applications:

- \* Contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane.
- \* Analyse de particules; Les systèmes de filtration sous-vide Combisart sont polyvalents et sûrs.
- \* Adaptation possible de tous types d'entonnoirs de filtration quelles que soient leur taille et leur matière : verre, inox, polypropylène (Biosart 250) ou polycarbonate.
- \* Grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste, récupération aisée de la membrane et pas de risque de contamination secondaire.
- \* Utilisation gaucher / droitier grâce au support de la membrane orientable à 360°.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

CE

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-filtration-sous-vide/3846-rampe-multiposte-combisart-rampe-inox-6-postes.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)