

FICHE PRODUIT



Armoires ANT 65H

Référence : SOC-Art.ANT65H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Armoires ANT 65H

- Une pièce centrale avec un battant glissant.
- Une étagère 72mm.
- Une étagère 220mm.
- Dimension: l.500 h.930 p.510mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3847-armoires-ant-65h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com