

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie simplifiée avec bonde, Modèle Tabl003

Référence : SOC-TABL003

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description

La **table d'autopsie simplifiée sans bac** possède une bonde afin d'évacuer les eaux de nettoyage.

Elle se place au-dessus de l'unité de lavage-drainage.

La douchette utilisée est celle de l'unité de lavage-drainage.

Son plateau de travail avec réserve est incurvé en pointe de diamant pour un écoulement naturel vers l'unité.

La table est fabriquée en inox de qualité 304L conformément aux textes de loi en vigueur.

Dimensions: L 1900 x P 600 x H 850.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/3849-table-d-autopsie-simplifiee-avec-bonde-modele-tabl003.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com