

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie avec bac de lavage, Modèle Frima Tabl001

Référence : SOC-TABL001

Description du produit

Description

La **table d'autopsie avec bac de lavage** possède un bac de grande capacité avec bonde à brancher sur le tuyau d'évacuation, une douchette avec flexible de 3 mètres et un mitigeur avec commande au coude.

Son plateau de travail avec réserve est incurvé en pointe de diamant pour un écoulement naturel vers le bac.

La table est fabriquée en inox de qualité 304L conformément aux textes de loi en vigueur.

Dimensions : L 2500 x P 760 x H 850.

Poids: 85 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/3852-table-d-autopsie-avec-bac-de-lavage-modele-tabl001.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com