


FICHE PRODUIT

Cuve à ultrason modèle sonica 2200mh

Référence : SOC-2200MH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- Cuve à ultrasons de petites dimensions équipée d'une minuterie manuelle, d'un réchauffeur et d'un thermostat de 60°C.
- C'est le modèle conseillé pour le lavage des petits objets, de petites quantités d'instruments chirurgicaux et pour toutes les applications qui ne demandent pas de dimensions particulières.
- Capacité: 3 litres
- Dimensions Cuve: 240x140x100 mm.
- Puissance moyenne absorbée sans chauffage: 130 W.
- Puissance absorbée avec chauffage: 305 W.
- Puissance HF: 520 W p-p.
- Fréquence ultrasons: 45 KHz $\pm$ 5%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasonsm/3859-cuve-a-ultrasons-modele-sonica-2200mh.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com