

FICHE PRODUIT

Chariot pour eau bouillante, Modèle YC89J1

Référence : SOC-TIA-YC89J1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour eau bouillante, Modèle YC89J1

- Construit en acier inoxydable de bonne qualité, facile à nettoyer.
- Chaque niveau peut comporter quinze bouteilles destinées au chauffage de l'eau.
- Dimension globale: 1030mm x 580mm x 970mm.
- Dimension d'expédition: 1130mm x 680mm x 1140mm.
- Poids à l'expédition: 23kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/3861-chariot-pour-eau-bouillante-modele-yc89j1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com