

FICHE PRODUIT



Minisart nml, bleu, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Référence : SAR-17597K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Minisart NML, Bleu, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Application:

- Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses pour des volumes allant jusqu'à 100 ml.
- Stérilisé par irradiation.
- Pression maximale: 4,5 bar.
- Corps de filtre Cyrolite.
- Diamètre membrane 26 mm.
- Surface de filtration 5,3 cm².
- Raccord entrée Luer lock femelle.
- Volume mort 0,1 ml.
- Température maximale d'utilisation 50°C.
- Code Couleur: Bleu

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Seuil de retention: 0,2?m.
- Type de membrane: SFCA.
- Raccord sortie: Cône luer.

Conditionnement minimum de vente: 50 pcs en emballage stérile unitaire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minisart-nml-plus-gf-hydrophobes/3867-minisart-nml-bleu-sterilise-a-l-oxyde-d-ethylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com