

FICHE PRODUIT

Malette / sacochette de médecin modèle med-kit III

Référence : RIE-5282

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mallette de médecin de première classe Med-kit III

La mallette de médecin de première classe med-kit III contient un assortiment complet de produits Riester haut de gamme.

Grâce à ce compagnon utile, vous disposez à tout moment de l'essentiel.

La mallette med-kit III contient un équipement auxiliaire de grande valeur : l'otoscope F.O. et l'ophtalmoscope de l'exceptionnelle gamme Riester ri-scope équipés de l'éclairage halogène HL de 2,5 V particulièrement brillant et de la robuste poignée d'alimentation de type C avec rhéostat de régulation de l'intensité lumineuse.

Le stéthoscope de haute capacité duplex de luxe convainc par ses performances acoustiques exceptionnelles qui assurent une auscultation précise des adultes et des enfants.

CARACTERISTIQUES

- Tensiomètre anéroïde précis N plastique/métal
- Otoscope F.O. ri-scope
- Ophtalmoscope ri-scope
- Poignée d'alimentation de type C
- Stéthoscope duplex de luxe en acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lampe de diagnostic fortelux N
- Marteau réflexe buck
- Diapason en aluminium c 128 Hz (Hartmann) avec tampons
- Dimensions : L 38 cm x P 30 cm x H 8 cm
- Pièces de rechange fournies : Verre de protection precisa N, Connecteur rapide d'otoscope F.O. ri-scope ,Lampes ri-scope,Spéculums auriculaires d'otoscope F.O. ri-scope de diverses tailles, Embouts auriculaires duplex de luxe , Membranes duplex de luxe , Lampe fortelux N * Garnitures en caoutchouc buck

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/3868-malette-sacoche-de-medecin-modele-med-kit-iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com