

FICHE PRODUIT



Gamme Tampon ph 7.0

Référence : RER-3616000000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gamme tampon pH

Utilités:

- Un grand nombre de réactions de Biologie ne sont possibles qu'à un pH déterminé. Les solutions tampons permettent ainsi de maintenir le pH fixe.
- Dans le cadre des colorations, le pH a aussi une importance en influant sur les affinités tinctoriales.
- En hématologie, les solutions tampons sont utilisées comme solution de dilution et éventuellement de rinçage pour les colorations de May-Grünwald Giemsa. Ce n'est qu'en solution aqueuse tamponnée que les colorants vont précipiter et colorer les structures cellulaires.
- Les solutions tampons maintiennent le pH constant tout au long des colorations ou réactions biologiques. Elles permettent d'obtenir des colorations parfaitement reproductibles et de qualité. Formulées à base de phosphates, les solution tampons RAL sont sans danger pour l'utilisateur.

Tampon pH 7.0 poudre: 6 doses pour 6x1 L.

Coloration de May Grünwald Giemsa Standard.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: Boîte.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/3874-tampon-ph70.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com