

FICHE PRODUIT

Incubateur à CO2 - HF151UV

Référence : SOC-HF151UV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Incubateur à CO2 - HF151UV

Caractéristiques Incubateur à CO2 modèle 7BZ-HF151-PK1 :

- Système de chauffage à jaquette permettant un chauffage par air et un recouvrement rapide de la température.
- Panneau de contrôle lisse au toucher.
- Porte extérieure chauffante.
- Système d'alerte disponible en cas d'erreur.
- Fonction de démarrage automatique.
- Filtre haute efficacité pour les particules de l'air pour l'arrivée de CO2.
- Porte intérieure vitrée à fermeture hermétique.
- 3 rayons (étagères).
- Température réglée par microprocesseur PID.
- Capteur de température fait en platine.
- Plage de mesure de Température : de 5 °C au dessus de la température ambiante jusqu'à 50 °C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fluctuation de température (à 37 °C) $\pm 0,1$.
- Protection en cas de sur-température.
- Alarme en cas de sur-température et de taux élevé / faible en CO2 à l'intérieur de la chambre, et en cas d'ouverture prolongée de la porte extérieure.
- Étagère (ensemble), incluant : 1 étagère + 2 porte étagères.
- Caisson interne lisse avec coins arrondis en inox.
- Lumière à UV -151 pour désinfection.
- Durée de désinfection: 30min.
- Fonction d'arrêt à UV en cas d'ouverture de la porte en verre.
- Humidité relative $\geq 95\%$.
- Stockable.

Spécifications techniques :

- 151 L volume intérieur.
- Volume d'eau distillée (Max.) 4L.
- CO2 : Sonde de mesure TCD.
- Tension: 220V, 50Hz.
- Puissance 0.6KW.

Accessoires Standard inclus dans un incubateur à CO2 :

- 3 rayons (étagères).
- Pompe aspiratrice électrique.
- Régulateur de pression de cylindre pour cylindre à CO2.

Accessoires en option :

- Support de plancher pour 2 incubateurs empilés ; Dimensions (L x L x H) : 585 x 637 x 200 (mm)
- Support de plancher pour 1 incubateur ; Dimensions (L x L x H) : 585 x 637 x 400 (mm).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/3878-inoculateur-a-co2-hf151uv.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com