


FICHE PRODUIT

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 15 ml

Référence : SOC-TVU16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Les **tubes en verre sodocalcique fond rond à bord droit - 15 ml** sont conçus pour un usage courant en laboratoire médical, scientifique et industriel. Fabriqués en **verre sodocalcique de haute qualité**, ils offrent une excellente transparence, une bonne résistance chimique et une surface lisse facilitant le nettoyage et la manipulation.

Le **fond rond** permet un mélange homogène des échantillons et réduit les zones de rétention, tandis que le **bord droit** assure une manipulation sûre et une compatibilité avec les bouchons, porte-tubes et dispositifs standards de laboratoire.

Caractéristiques principales :

- Capacité : **15 ml**
- Matériau : **Verre sodocalcique transparent**
- Fond : **Rond**
- Bord : **Droit**
- Excellente clarté optique
- Bonne résistance aux agents chimiques courants

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Surface lisse, facile à nettoyer
- Compatible avec supports et racks standards
- Utilisation en laboratoire, enseignement et recherche

Applications :

- Analyses de laboratoire
- Manipulation et stockage d'échantillons
- Préparations chimiques ou biologiques
- Enseignement et travaux pratiques
- Usage général en laboratoire médical ou scientifique

Ces tubes constituent une solution fiable et économique pour les besoins quotidiens des laboratoires exigeant des contenants précis et robustes.

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 15 ml

- * Dimensions (Ø ext. x H.): 16,00 x 100 mm;
- * Epaisseur paroi: 1,00 mm;

Condition minimum de vente: barquette de 250.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-sodocalciques-bord-droit/3883-tubes-en-verre-sodocalcique-fond-rond-bord-droit-14ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com