


FICHE PRODUIT



Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 6ml

Référence : SOC-THU75D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 6ml

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 10,15 x 11,60 x 74,5mm;
- Épaisseur de la paroi: 0,50mm;
- Condition minimum de vente: carton de 4 barquettes de 250.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-sodocalciques-bord-droit/3884-tubes-en-verre-sodocalcique-fond-rond-bord-droit-6ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com