

FICHE PRODUIT

Safranine de hucker - 2500 ml

Référence : RER-3615002500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

N'est plus commercialisé seul**Vendu en KIT sous la ref RER-3615200000****La Safranine de Hucker** est une Coloration de Gram-Hücker REACTIFS RAL.

Conditionnement minimum de vente: 2500 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-de-gram-ha-cker/3898-safranine-de-ha-cker-2500-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com