

FICHE PRODUIT

Eau déminéralisée, 5 Litres

Référence : PAN-EAUDEM5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Eau déminéralisée, 5 Litres:

- Présentation en bidon plastique de 5 Litres

Une eau est dite déminéralisée lorsque l'on a éliminé les minéraux et les sels qu'elle contenait à l'origine. L'eau déminéralisée est utilisée pour des applications nécessitant une eau avec peu de sels et une conductivité faible. Voici quelques exemples d'applications:

Eau d'alimentation des chaudières

Applications pharmaceutiques

Industrie électronique

Industrie alimentaire

Autres applications industrielles

Chaque application nécessite une conductivité différente. Cependant en raison de l'équilibre acide /

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

base de l'eau certaine conductivité sont plus fréquentes que d'autres. La meilleure qualité d'eau déminéralisée a une résistance d'approximativement 18,2 MegaOhm par cm ou une conductivité de 0.055 microSiemens par cm.

Une application importante de l'eau déminéralisée est lors de l'utilisation d'eau ultra pure. Dans ce cas les matières organiques restantes sont éliminées avec tous les composants biologiques. L'eau ultra pure de très bonne qualité est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et microélectronique.

L'eau déminéralisée est agressive pour les métaux, même pour les acier inoxydables. C'est pour cela que l'on utilise en priorité des bidons en plastiques pour le transport de l'eau déminéralisée.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-purifiee-et-demineralise/39-eau-demineralisee-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com