

FICHE PRODUIT



Boîtes en polycarbonate, 1 à 2ml

Référence : SPT-BCRY281-..

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes en polycarbonate, 1 à 2ml;

- Pour 81 tubes Cryovials de 1 à 2 ml selon modèle.
- Utilisation possible entre -190°C et +121°C.
- Autoclavables.
- Empilables.
- Munies d'un système détrompeur.
- Couvercle:
 - Transparent pour visualiser le contenu de la boîte.
 - Imprimé avec système de repérage numérique.
 - Ecriture possible.
- Repérage numérique dans la base de la boîte (grille ou fond de boîte).
- Compatible avec les classeurs cryogéniques métalliques.
- Tige d'extraction des tubes fournie avec chaque boîte.

Existent en 4 couleurs:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bleu.

Jaune.

Rouge.

Vert.

Nombre de places: 81 places.

Dimension(LxIxH): 133 x 133 x 52.

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-en-polycarbonate/3901-boartes-en-polycarbonate-1-a-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com