

FICHE PRODUIT



Pcrack, orange

Référence : SOC-PCRACK11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pcrack, Orange :

- * Portoir en polypropylène pour 96 tubes PCR de 0,2 ml, unitaires ou en barrettes (8 ou 12).
- * Repérage alphanumérique.
- * Livré avec couvercle transparent avec repérage alphanumérique.
- * Dimensions avec couvercle L x l x h (mm) : 132 x 90 x 30.
- * Utilisable de - 90 °C à + 121 °C.
- * Empilables.
- * Ancrage latéral possible.
- * Le pcrack,orange est disponible en 6 coloris.
- * Conditionnement: Carton de 6 portoirs.
- * Conditionnement minimum de vente du pcrack orange: 1 portoir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pcrack/3902-pcrack-orange.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com