

FICHE PRODUIT

Etiquettes «mode d'emploi» pour recueil d'urines de 24 heures

Référence : SOC-ETF2000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Dimensions (Longueur x Largeur): 80 x 80 mm.
- Conditionnement minimum de vente: Rouleau de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/3907-etiquettes-mode-d-emploi-pour-recueil-d-urines-de-24-heures.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com