


FICHE PRODUIT

Boîtes en polycarbonate, 3 à 5ml

Référence : SPT-BCRY581

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes en polycarbonate, 3 à 5ml;

- Pour 81 tubes Cryovials de 3 à 5 ml selon modèle.
- Utilisation possible entre -190°C et +121°C.
- Autoclavables.
- Empilables.
- Munies d'un système détrompeur.
- Couvercle:
- Transparent pour visualiser le contenu de la boîte.
- Imprimé avec système de repérage numérique.
- Ecriture possible.
- Repérage numérique dans la base de la boîte (grille ou fond de boîte).
- Compatible avec les classeurs cryogéniques métalliques.
- Tige d'extraction des tubes fournie avec chaque boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Existent en 4 couleurs:
 - Bleu.
 - Jaune.
 - Rouge.
 - Vert.
- Nombre de places: 81 places.
- Dimension(LxIxH): 133 x 133 x 95.
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-en-polycarbonate/3915-boites-en-polycarbonate-3-a-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com