

FICHE PRODUIT

Distributeur de préservatifs à l'unité modèle 301b

Référence : SOC-301b

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du distributeur automatique de préservatif :

- Monnayeur : Mécanique de type "Castor", pouvant accepter toute pièce de 30mm de diamètre sur 3mm d'épaisseur, et supporte 1 ~ 4 pièces par transaction ;
- Couleur disponible : bleu, blanc, jaune, rouge ou personnalisé (au moins 100 pièces);
- Sélection et capacité: 1 colonne Spiral, d'une capacité normal de 50 pièces;
- Application : Standard, pour un préservatif avec emballage en aluminium plat ou emballage papier plat;
- Dimensions de la machine : 550 x 255 x 90 mm;
- Dimensions d'emballage : 560 x 270 x 145 mm;
- Poids net : 8.0 kg
- Poids brute : 8.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/3916-distributeur-de-preservatifs-modele-301b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com