


FICHE PRODUIT



Distributeur de préservatifs modèle 301a

Référence : SOC-301A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• Caractéristiques du distributeur de préservatifs

- Distributeur de préservatifs en acier de couleur Blanche.
- Capacité : 72 Boîtes de 3 préservatifs (2 colonnes de 36 boîtes) ; 50 Boîtes de 5 préservatifs (2 colonnes de 25 boîtes)
- Dimensions: 208,5 x 758 x 106 mm
- Poids de la machine: 11 Kg.
- Monnayeur: mécanique adaptable à toutes les pièces de monnaie du monde accepte 1, 2, ou 3 pièces différentes.
- Fermeture : Type tubulaire, clef spéciale et fermeture en acier, exclusivement construite pour les distributeurs automatiques.

• Caractéristiques des boîtes de préservatifs

- Boîte de 03 Dimensions: 6.0 x 6.0 x 1.7 cm.
- Boîte de 05 Dimensions: 6.0 x 6.0 x 2.2 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/3917-distributeur-de-preservatifs-modele-301a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com