

FICHE PRODUIT

Essuyeurs wypall L20, dévidage classique

Référence : KCP-BEDC400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Essuyeurs WYPALL L20 avec dévidage classique

Ils sont adaptés aux essuyages fréquents de légères salissures et de petites quantités de liquides.
dévidage classique;

Ils sont faitss en ouate de cellulose blanche;

Caractéristiques

- Absorbante et résistante;
- Longueur du rouleau:152m;
- Diam ext. de la bobine: 200mm;
- 400 formats par rouleau; Dimension des formats:20,5 x 38cm;

Condition minimum de vente: 6 bobines filmées soit 2400 formats

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/3924-essuyeurs-wypall-l20-devidage-classique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com