


FICHE PRODUIT



Lampe examen halogène

Référence : SOC-GEU-821255

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

DESCRIPTION

Lampe halogène mobile utilisé pour la petite chirurgie et les examens de base.

CARACTÉRISTIQUES:

Conçu pour une utilisation dans des contextes tels que les salles de chirurgie mineure, les consultations médicales et les cliniques ambulatoires.

Grâce à son diamètre réduit de 75 mm, il peut être utilisé sur de courtes distances sans obstruer la vision de l'utilisateur. Le bras flexible à plusieurs positions offre la possibilité de trouver l'angle de travail nécessaire à tout moment.

Adapté aux domaines tels que l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie, la gynécologie et l'obstétrique, entre autres.

DONNÉES TECHNIQUES:

Luminosité : 30 000 lux (à une distance de 30 cm)

Type d'ampoule : ampoule halogène de 35W

Température de couleur : 4500K

Tension d'alimentation : 110-240V 50/60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Diamètre de la tête de lampe : 75 mm

Plage de faisceau : 80-250 mm

Fonctionnalités de contrôle : ajustement de la luminosité à l'aide d'un variateur.

Poids : 4Kg

Poids avec emballage : 6 Kg

Indice de rendu des couleurs : 95CRI

* Ce produit est fourni avec un câble compatible avec les prises européennes de type C.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examens/3931-lampe-d-examen-halogene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com