

FICHE PRODUIT

Support de lampe modèle riester

Référence : RIE-10539

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Avec lampe à vide 2,7 V, lampe halogène 2,5 V ou lampe à xénon 3,5 V.
- En métal chromé, très solide et d'une grande longévité.
- Fermeture à emboîtement, pour la fixation rapide et sûre sur le manche.
- Le remplacement de la lampe est aisé et s'effectue au niveau de l'avant du support de lampe.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3934-support-de-lampe-modele-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com