

FICHE PRODUIT

Tube de prélèvement sous vide Vacutest PET 9ml/10ML URINE SEC JAUNE stérile

Référence : TER-VK109SURI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

L'uridraw est un Système clos pour le prélèvement d'urine.

- Vol. du tube (ml) 10.
- Vol. nom du vide (ml) 9.
- Conditionnement par Carton de 12 x 100.

Conditionnement minimum de vente: Boite de 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-les-prelevements-urinaires/3936-uridraw-tube-de-10-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com