

FICHE PRODUIT

White flow - aéropolisseur

Référence : SOC-LIAWF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

White flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium (Liarre produit)

Liarre produit est un appareil pour la prophylaxie au bicarbonate de sodium pour nettoyer et blanchir les dents.

Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium élimine les taches et la plaque et redonne la splendeur naturelle de l'émail par une nébulisation d'air, bicarbonate et eau.

Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium est un Dispositif médical de classe I type BF, conforme aux normes requises de la Directive 93/842/CEE.

La pièce à main du white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium peut être séparée du câble et est autoclavable à 121°C. Elle est légère, précise, ergonomique, maniable et forte. De plus elle est fabriquée en matériel plastique spécial et en acier inox pour garantir la complète atoxicité et résistance à l'abrasion.

Le conteneur pour la poudre de bicarbonate de sodium est transparent pour contrôler le niveau de la poudre.

Caractéristiques :

* La boîte est en matériel plastique ignifuge.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Chauffage de l'eau avec contrôle automatique de température (35°C).
- * Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium dispose d'un bouton "CLEANING" qui permet l'opération d'élimination du bicarbonate de tous les tuyaux internes, pièce à main comprise, pour éviter des obstructions.
- * Module interne intégré pour le contrôle des flux en matériel atoxique résistant à l'abrasion et lu la chaleur.
- * Réglage indépendant des flux d'eau et air.
- * Complète toxicité de tous les matériaux.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aeropolisseur/3937-white-flow-aeropolisseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com