

FICHE PRODUIT



Sacoche de transport antichoc minibag, 12 L

Référence : SOC-MINIBAGFE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sac de transport ANTICHOC MINIBAG, 12 L :

- * Pour le transport des boîtes pour tubes de prélèvements ;
- * Peut contenir 15 MINIBOX ;
- * Compartiments pour accessoires de prélèvements et 5 séparations internes amovibles ;
- * Poches pour pack-froid (non fourni) et documents;
- * Couleur : Verte ;
- * Fermeture éclair sur 3 côtés ;
- * Dimension Int.: 340 x 210 x 150 mm.
- * Dimension Ext.: 370 x240 x180 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sac-de-transport-antichoc-minibag/3939-sac-de-transport-antichoc-minibag-12l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com