

FICHE PRODUIT



Cuve à coloration type hellendahl en verre

Référence : SOC-CCH8

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuve à coloration type hellendahl en verre

- Pour la coloration de 8 lames de 76 x 26mm verticalement, ou 16 lames dos à dos

Conditionnement: Carton de 10 pièces

Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/3940-cuve-a-coloration-type-hellendahl-en-verre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com