

FICHE PRODUIT



Coffret avec portoir mobile pour tubes 5-7 ml

Référence : SOB-DP07D115

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Coffret de transport ou d'expédition de tubes avec portoir mobile pour tubes 5-7 ml en ABS blanc

Ce coffret est conçu pour le transport des tubes à prélèvement sous vide ou traditionnel et des accessoires de prélèvement (aiguilles, porte tubes, pansement, tampon alcool, documents...).

- 2 présentations, 3 versions possible:

Présentation N°1: Aménagement intérieur avec portoir mobile en polystyrène choc blanc intégré, version pour tubes 5/7 et 10 ml et version pour tubes 5/7 ml,

Présentation N°2: Aménagement intérieur amovible en polystyrène choc blanc;

- Dimensions (Long. x Larg. x H.): 168 x 128 x 34mm;

Conditionnement: Carton de 100.

Condition minimum de vente: 25.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-transport-ou-d-expedition-pour-tubes-flacons-et-lames-/3944-coffret-avec-portoir-mobile-pour-tubes-5-7-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com