


FICHE PRODUIT



Mucat pour aspiration exo ou endocervicale

Référence : SOC-MUCAT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mucat pour aspiration exo ou endocervicale

Dispositifs à usage unique pour aspiration exo ou endocervicale.

* Composés de deux parties:

- Une gaine souple en polypropylène.
- Un piston interne en EVA (polyéthylène d'acétate de vinyl) pouvant coulisser par l'intermédiaire d'une tige en résine d'acétal souple.

* Sans graduations.

* Stériles en sachet unitaire.

* Ø externe x Ø interne x Longueur (mm): 3,14 x 235.

* Conditionnement minimum de vente: Boîte de 25 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/3946-mucat.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com