

FICHE PRODUIT



Staintray systeme base noir couvercle transparent 20 Lames

Référence : SOC-STAINTRAY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques :

- * La manipulation est sécurisée et facile en utilisant une seule main;
- * Base noire en ABS qui résiste à une large gamme de produits chimiques (éviter les hydrocarbures chlorés);
- * Peut contenir jusqu'à 20 lames sur 4 rails de plastique recouverts d'une bande de polymère afin de maintenir parfaitement les lames même si le plateau est tenu par un angle;
- * 4 pieds en caoutchouc permettent une plus grande stabilité de la base;
- * Empilables pour un gain de place;
- * Le couvercle transparent supporte une température de - 20°C à + 60°C;
- * Le couvercle noir pour une application en fluorescence est en ABS et supporte une température de - 80°C à + 80°C;
- * Dimension(LxLxH): 38 x 24 x 4,5mm;
- * Condition minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/3949-staintray-systeme-base-noir-couvercle-transparent-20-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com