

FICHE PRODUIT

Vitrine murale

Référence : SOC-GEU-814810

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Vitrine murale à suspendre dos et côtés en métal époxy blanc :

- 2 portes coulissantes en verre trempé ;
- 1 tablette inox ;
- Fermeture à clé.

Dimensions (L x l x h) : 600x300x600mm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/vitrines/3960-vitrine-murale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com